

## Hotplate Stirrer เครื่องกวนสารให้ความร้อน ESD : HD-SD

### คุณสมบัติ

- ควบคุมอุณหภูมิด้วย Thermostat สามารถควบคุมอุณหภูมิได้สูงสุด 300 °C
- ควบคุมความเร็วรอบด้วยระบบ Microcontroller
- สามารถควบคุมความเร็วรอบได้ 8 ระดับ สูงสุดได้ 1200 รอบ
- ใช้งานง่าย สะดวก
- มีระบบสัญญาณไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง

### คุณลักษณะเฉพาะ

- ขนาดเครื่อง 150 x230 x 160 mm
- แผ่นนำความร้อนอลูมิเนียม เส้นผ่านศูนย์กลาง 140 mm
- มอเตอร์ Shaded pole motor
- ฮีตเตอร์ให้ความร้อน ขนาด 600 วัตต์
- ไฟฟ้า 220 V/50 Hz
- รับประกัน 1 ปี
- ผลิตภัณพ์ผลิตในประเทศไทย

