

Heating mantle , Flask Heater เต้าหลุมให้ความร้อน ESD : HM-D

คุณสมบัติ

- ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ Analog Microprocesser Controller
- สามารถควบคุมอุณหภูมิได้สูงสุด 600 °C
- ใช้งานง่าย สะดวก มีระบบสัญญาณไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
- เต้าให้ความร้อนจำนวน 8 /6/3/1ชุด ให้เลือกใช้ พร้อมใช้งานได้กับ flask 250-750 ml



คุณลักษณะเฉพาะ

- วัสดุภายนอกทำด้วยเหล็กพ่นสี (Powder coat) plate บนทำจาก สแตนเลส 1.2mm
- ขนาดเครื่อง
HM-D1 230x 180 x 175 mm
HM-D3 230x 450 x 175 mm
HM-D6 230x 900 x 175 mm
HM-D8 230x 1200 x 175 mm
- เต้าให้ความร้อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 mm
- ขดลวดนำความร้อนทำจากนิโครม
- ฉนวนกันความร้อน เซรามิกไฟเบอร์ 45 mm
- เดินสายไฟฟ้าภายในด้วยสาย silicone ทนความร้อน
- ฮีทเตอร์ให้ความร้อน 500 วัตต์ /ชุด
- แหล่งจ่ายไฟ 220 V/50 Hz
- รับประกัน 1 ปี
- ผลิตภัณฑืผลิตในประเทศไทย

